



Aanvullende instructie Afneembare schelp EZ-Steunkouspistool^{®uit}

Deze instructie is een aanvulling op de gebruiksaanwijzing voor het EZ-Steunkouspistool^{®uit}.

Lees de gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig door!

Disclaimer

De inhoud van deze instructie en de gebruiksaanwijzing is met de grootste zorg samengesteld. Het gebruik van het EZ-Steunkouspistool^{®uit} mag alleen gebeuren wanneer u de inhoud van deze gebruiksaanwijzing geheel kent en begrijpt. Easy Medical Devices en haar moedermaatschappij Van de Werve BV nemen geen verantwoordelijkheid voor foutief gebruik van het EZ-Steunkouspistool^{®uit} noch voor het gebruik van een zichtbaar of voelbaar defect of incompleet EZ-Steunkouspistool^{®uit}

Gebruik van de afneembare schelp

1. Sla een eventuele anti-slip rand van de kous om zoals u dat ook bij het normale Steunkouspistool-uit zou moeten doen.
2. Pak de afneembare schelp van het apparaat en steek deze aan de zijkant van het been tussen de kous en het been.



2

3. Draai de schelp nu achter het been.



4. Zet de arm van het EZ-Steunkouspistool^{®uit} nu op dezelfde hoogte als de opening van de huls aan de afneembare schelp.



5. Schuif de afneembare schelp nu op de arm van het Steunkouspistool. Dit gaat het makkelijkste door met uw linker hand de arm achter het been vast te pakken en het zo op de arm te sturen en uw been naar rechts te bewegen. Houdt uw voet daarbij op de voetplaat.

3



6. Zodra de huls op de arm is geschoven werkt alles exact hetzelfde als bij het gewone EZ-Steunkouspistool^{®uit}. Kijk daarvoor verder in de gebruiksaanwijzing.